

ACTIVE -TERAPIAPATJA

Active on täysin uudenlainen, aktiivisesti kehoa hoitava tuote.

Hiussuoniverenkiertoa aktivoiva, meridiaanien ja trigger-pisteiden pohjalta suunniteltu Active -komponentti tehostaa fysioterapian vaikutusta hoidon aikana ja soveltuu hyvin myös kotihoitoon.

Käytä Active-terapiapatjaa seuraavasti:

- hoitotuotteena suoraan kehoa vasten 20-30 min. päivässä
- rentoutusalustana
- jumppa-alustana
- pehmusterakenteiden alla jatkuvassa käytössä yöunen aikana

Active-terapiapatja

- aktivoi verenkiertoa
- laukaisee jännitystiloja
- lievittää selkäkipuja
- tukee selkärankaa
- edistää aineenvaihduntaa
- vähentää turvotusta

RAKENNE:

Terapiapatjan pehmusteet ovat hengittävää, painetta alentavaa vaahtoa, joka mahdollistaa luonnollisen lepo-asennon hoidon ja yöunen aikana.


Active -komponentti vaikuttaa trigger-pisteisiin, laukaisee jännitystiloja ja tehostaa selkärangan tarvitsemää tukea. Active -komponentin voi yhdistää myös Spelt-pehmusteen kanssa. Tuotteen kerrosrakenne mahdollistaa käytön muunneltavuuden.

VERHOILUMATERIAALIT:

Antibakteerinen Tea-Tree -käsitelty joustokangas ja hengittävä pellavakangas. Vaihtoehtoisesti hygieniakangas.



Active



MITAT:

Hoitopöytiin ja jumppa-alustana	55 x 160 cm
Vuoteisiin	80 x 200/210 cm
	90 x 200/210 cm
	120 x 200/210 cm
	160 x 200/210 cm

Valmistamme tuotetta myös mittilauksena hoitopöytiin ja vuoteisiin.

PUHDISTUS JA HOITAMINEN

Kaikki päälliset ja verhoilumateriaalit ovat irrotettavia ja konepestäviä. Painele ja tuuleta tuotetta säännöllisesti, jotta sen elastisuus pysyy hyvänä. Käytä aina tuotteen kanssa erillistä suojapäällistä, niin se palvelee Sinua pidempään.

Älä ota tuotetta käyttöön, jos se on syystä tai toisesta kostunut. Älä nuku märillä hiuksilla tuotteen päällä. Anna tuotteen kuivua, jos se on kostunut.

PESUOHJEET

PÄÄLLISET: Konepesu 40°C
PEHMUSTE-ELEMENTIT: Käsipesu haaleassa vedessä tai hygienisointi kuivassa 60°C lämmössä.
Kuivuminen: Tuote puristellaan varovasti kuivaksi ja annetaan lopun kosteuden haihtua. Kuivuminen on hidasta solurakenteen vuoksi.



PhysioBALANS

Valmistaja: **TotalBalans Finland Oy**

Katiskoskentie 178,
13500 Hämeenlinna, Finland

myynti@totalbalans.fi
www.totalbalans.fi

Tel. +358 (0)10 6666 050
Tel. sales +358 (0)10 6666 051
fax +358 (0)3 688 38 45